



Оценка степени повреждения зерновок клопом «вредная черепашка»



Класс	Количество ...	% количества
Балл 0 Нет повреждения	0	0.0
Балл 1 Незначительные	0	0.0
Балл 2 Слабые	0	0.0
Балл 3 Умеренные	0	0.0
Балл 4 Сильные	24	12.7
Всего	189	100.0



Программное обеспечение позволяет получить для всей выборки зерен расчетные морфометрические параметры, а также определить процент площади зерновки, поврежденных клопом «вредная черепашка». Таким образом, можно объективизировать балловую шкалу. (изображения зерновок получены с использованием инфракрасного микроскопа).

